

PL

Lanolinę należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Lanolina może powodować zabrudzenia odzieży, które mogą być usunięte przy użyciu gorącej wody. W celu ochrony odzieży zalecane jest stosowanie wkładek laktacyjnych. W przypadku mało prawdopodobnego wystąpienia nadwrażliwości na ten produkt należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

EN

Lanolin should be stored at room temperature. Lanolin may stain clothing, which can be removed with hot water. The use of nursing pads is recommended to protect clothing. In the unlikely event of hypersensitivity to this product, consult your doctor or pharmacist.

DE

Lanolin sollte bei Raumtemperatur gelagert werden. Lanolin kann Flecken auf der Kleidung verursachen, die mit heißem Wasser entfernt werden können. Zum Schutz Ihrer Kleidung empfehlen wir die Verwendung von Stilleinlagen. Im unwahrscheinlichen Fall einer Überempfindlichkeit gegen dieses Produkt wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.